



## Sコンテナ容器白滅菌個包装



綿棒を移送する容器です。1本包装されガンマ線滅菌済です。  
キャップ内側に綿棒を差し込む事が出来るよう穴が空いています。 ※綿棒は含まれておりません。



材質 : PP (ポリプロピレン)  
規格 : 全長170mm  
仕様 : 滅菌個包装

品番	入数/規格	希望価格
41503S	100本/滅菌個包装×100袋	10,000
41502S	200本/滅菌個包装×200袋	16,000

○ 検査器材製造・販売 ○


株式会社ジーノ

〒830-0059 福岡県久留米市江戸屋敷1-4-50

TEL:0942-34-6055 FAX:0942-34-6056

## 唾液喀痰採取セット No.1

### PP製スクュースピッツ ロート付 滅菌個包装



製品番号 : 85101S  
入数 : 500セット  
サイズ : 16Φ×108mm (スピッツ)  
          : 29.5Φ×25mm (ロート)



材質 : PP (ポリプロピレン)  
特徴 : 容量1.5mlにラインがありますので  
          : 採取量の目安になります。  
滅菌方法 : ガンマ線滅菌  
備考 : 喀痰採取用として、透明度が高い  
          : PS,KR製も用意できます。

### PP製スクュースピッツ ストロー入 滅菌個包装



製品番号 : 85111S  
入数 : 500セット  
サイズ : 16Φ×108mm (スピッツ)  
          : 9Φ×69mm (ストロー)



材質 : PP (ポリプロピレン)  
特徴 : 容量1.5mlにラインがありますので  
          : 採取量の目安になります。  
滅菌方法 : ガンマ線滅菌

- ・ロート単体及びストロー単体での販売（滅菌済）もおこなっております。
- ・上記以外の仕様をご希望の際はお問合せ下さい。

株式会社ジーノ


〒830-0059

福岡県久留米市江戸屋敷1-4-50

TEL:0942-34-6055 FAX:0942-34-6056

## 唾液喀痰採取セット No.2

### PP製コニカルチューブ50ml 2号（自立型）



製品番号 : 1本包装 : 21606S  
入数 : 500セット  
サイズ : 30Φ×116mm  
材質 : 本体 : PP (ポリプロピレン)  
          キャップ : PE (ポリエチレン)  
特徴 : 5ml単位で目盛があります。  
滅菌方法 : ガンマ線滅菌

### PP容器30mlスクルータイプ 滅菌個包装



製品番号 : 41201S  
入数 : 200個  
サイズ : 45Φ×32mm  
材質 : PP (ポリプロピレン)  
滅菌方法 : ガンマ線滅菌

### PP製サンプル管30ml 滅菌個包装



製品番号 : 40705S  
入数 : 200個  
サイズ : 27Φ×52.5mm  
材質 : PP (ポリプロピレン)  
滅菌方法 : ガンマ線滅菌

- ・容器は上記他、容量90ml、120mlがございます。
- ・上記以外の仕様をご希望の際はお問合せ下さい。

株式会社ジーノ

〒830-0059

福岡県久留米市江戸屋敷1-4-50

TEL:0942-34-6055 FAX:0942-34-6056